

LEPIEJ OZNAKUJ MNIE ELEKTRONICZNIE

- z mikroczipem będę naprawdę niepowtarzalny



TU OZNAKUJESZ SWOJEGO PSA.

Przychodnia Weterynaryjna
Ul. Kamienna 3
Tel. (94) 352-36-78

Przychodnia dla Zwierząt
Ul. Słoneczna 8
Tel. (94) 35 10 500

Przychodnia Weterynaryjna
Ul. Zaplecza 7f/10
Tel. (94) 35-249- 22

Gabinet Weterynaryjny
"Zwierzak"
Ul. Czarnieckiego 9C/11
Tel. 509-809-139

Gabinet Weterynaryjny
"Boliłapka"
ul. Budowlana 4a
tel. 513 586 558

Szczegóły na
www.oznakujpsa.pl

**Zapytaj o bezpłatne oznakowanie mikroczipem
swojego lekarza weterynarii.**

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
Ul. Ratuszowa 1, 78-100 Kołobrzeg
Tel. (94) 355-15-00

IDENTYFIKACJA ELEKTRONICZNA

**Zabezpiecz swoje zwierzę na całe życie i oznakuj je mikroczipem,
daj mu szansę na bezpieczny powrót do domu**

DLACZEGO IDENTYFIKACJA ELEKTRONICZNA ?

Mikroprocesory dostarczają stałej, unikalnej pod względem kodu identyfikacji, która nie traci swej wartości wraz z upływem czasu ani się nie wybarwia tak jak tatuaże.

JAK WYGLĄDA MIKROCZIP ?

Mikroczip jest szklaną kapsułką wielkości ziarenka ryżu o wymiarach 12 mm x 2,1 mm. W środku zatopiony jest mały układ scalony zawierający zakodowany 15 cyfrowy numer.

JAK WYGLĄDA SAMA IMPLANTACJA ?

Implantacja mikroczipa odbywa się za pomocą igły do robienia zastrzyków o trochę większej średnicy. Mikroczip jest fabrycznie umieszczony w sterylnej igle i podczas iniekcji wypychany jest przez tłoczek strzykawki.

W KTÓRYM MIEJSCU ROBIONY JEST ZASTRZYK ?

Mikroczip implantowany jest podskórnie na grzbiecie pomiędzy łopatkami bądź podskórnie w środkowej części szyi po jej lewej stronie.

PRZYWIESZKA IDENTYFIKACYJNA

Podczas znakowania wszystkie psy otrzymują dodatkową, wizualną formę identyfikacyjną jaką jest specjalna przywieszka zakładana na obrozę. Jest ona wspaniałym dodatkowym zabezpieczeniem.

W JAKIM WIEKU NALEŻY OZNAKOWAĆ ZWIERZĘ ?

Psy identyfikuje się w wieku około 12 tyg. życia - podczas ich pierwszych szczepień. W innych krajach Unii Europejskiej hodowcy wszczepiają mikroprocesor pomiędzy 5 a 8 tygodniem życia. Oczywiście identyfikację można przeprowadzić również w późniejszym okresie.

CZY IDENTYFIKACJA ZA POMOCĄ MIKROCZIPA JEST BEZPIECZNA ?

Mikroprocesor jest biokompatybilny i nie powoduje żadnych reakcji alergicznych. Dla dodatkowej ochrony przed migracją w ciele zwierzęcia niektórzy producenci powlekają mikroczipy związkami polimerów, które pomagają na odpowiednie usadowienie się implantu i jego zakotwiczenie w tkankach podskórnych.

BEZBOLEŚNIE - zabieg implantacji zwierzę odczuwa jak zwykły zastrzyk

SZYBKO - na oznakowanie wystarczy chwila - tylko tyle, ile trwa zrobienie zastrzyku i wypisanie dowodu rejestracji.

BEZPŁATNIE - tylko dla mieszkańców miasta Kołobrzeg. Obejmuje oznakowanie psa i jego dożywotnią rejestrację w Ogólnopolskiej Bazie Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji zwierząt oraz w Europejskim Systemie Baz Danych.

NA ZAWSZE - mikroczip nie potrzebuje wymiennych źródeł zasilania ani części, które podlegają wymianie, dlatego jego sprawne działanie trwa dziesiątki lat.